

中华人民共和国国家标准

GB 31660.4—2019

食品安全国家标准 动物性食品中醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕 酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

National food safety standard-

Determination of megestrol acetate and medroxyprogesterone acetate residues in animal derived foods by liquid chromatography-tandem mass spectrometry

2019-09-06 发布

2020-04-01 实施

中华人民共和国农业农村部
中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家市场监督管理总局

发布

前 言

本标准系首次发布。

食品安全国家标准

动物性食品中醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮残留量的测定

液相色谱-串联质谱法

1 范围

本标准规定了动物性食品中醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮残留检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于猪、牛、羊肌肉、脂肪、肝脏、肾脏和牛奶中醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮残留量的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

试样中残留的醋酸甲地孕酮和醋酸甲羟孕酮经乙腈提取，正己烷除脂，混合阳离子柱净化，甲醇洗脱，液相色谱-串联质谱法测定，内标法定量。

4 试剂与材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合 GB/T 6682 规定的一级水。

4.1 试剂

4.1.1 乙腈（ CH_3CN ）：色谱纯。

4.1.2 甲醇（ CH_3OH ）。

4.1.3 甲酸（ HCOOH ）：色谱纯。

4.1.4 乙酸（ CH_3COOH ）。

4.1.5 正己烷（ C_6H_{14} ）。

4.1.6 乙酸乙酯（ $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ ）。

4.1.7 乙酸铵（ $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ）。

4.2 溶液配制

4.2.1 0.2mol/L 乙酸铵缓冲液: 取乙酸铵 15.4g, 加水 900ml 使溶解, 用乙酸调 pH 值至 5.2, 加水稀释至 1000mL。

4.2.2 2% 甲酸水溶液: 取甲酸 2mL, 加水溶解并稀释至 100 mL。

4.2.3 0.1% 甲酸水溶液: 取甲酸 1mL, 加水溶解并稀释至 1000 mL。

4.2.4 50% 甲醇水溶液: 取甲醇 50mL, 加水溶解并稀释至 100 mL。

4.2.5 30% 甲醇水溶液: 取甲醇 30mL, 加水溶解并稀释至 100 mL。

4.2.6 0.1% 甲酸水乙腈溶液: 取 0.1% 甲酸水溶液 20mL, 加乙腈溶解并稀释至 100 mL, 混匀。

4.3 标准品

4.3.1 醋酸甲地孕酮 (Megestrol acetate, $C_{24}H_{32}O_4$, CAS:595-33-5)、醋酸甲羟孕酮 (Medroxyprogesterone acetate, $C_{24}H_{34}O_4$, CAS:71-58-9), 含量均 $\geq 98.0\%$ 。

4.3.2 内标: 氘代醋酸甲地孕酮 (megestrol acetate- D_3 , $C_{24}H_{29}D_3O_4$), 含量 $\geq 98.0\%$ 。

4.4 标准溶液制备

4.4.1 标准贮备液: 取醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮标准品各约 10mg, 精密称定, 于 100mL 棕色量瓶中, 用乙腈溶解并稀释至刻度, 配制成浓度为 0.1 mg/mL 的醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮标准贮备液。-20℃ 保存, 有效期 6 个月。

4.4.2 内标贮备液: 取氘代醋酸甲地孕酮标准品约 10mg, 精密称定, 于 100 mL 棕色量瓶中, 用乙腈溶解并稀释至刻度, 配制成 0.1mg/mL 的氘代醋酸甲地孕酮贮备液。-20℃ 保存, 有效期为 6 个月。

4.4.3 混合标准工作液: 精密量取醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮标准贮备液各 0.5 mL, 于 50 mL 棕色量瓶中, 用乙腈稀释至刻度, 配制成浓度均为 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 混合标准工作液。4℃ 以下避光保存, 有效期 1 个月。

4.4.4 内标工作液: 精密量取内标贮备液 0.5 mL, 于 50 mL 棕色量瓶中, 用乙腈稀释至刻度, 配制成浓度为 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的内标标准工作液。4℃ 以下避光保存, 有效期 1 个月。

4.4.5 标准曲线的制备

精密量取适量混合标准工作液及内标标准工作液, 用流动相稀释配制成浓度为 2、5、25、50、100 ng/mL 的系列标准溶液 (内标均为 20 ng/mL)。以特征离子质量色谱峰面积比为纵坐标, 标准溶液浓度为横坐标, 绘制标准曲线。

4.5 材料

4.5.1 混合阳离子固相萃取柱: 60 mg/3 mL, 或相当者。

4.5.2 β -盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶。

4.5.3 微孔滤膜: 0.22 μm 。

5 仪器和设备

- 5.1 液相色谱-串联质谱仪：带电喷雾离子源。
- 5.2 分析天平：感量 0.00001 g 和 0.01 g。
- 5.3 氮吹仪。
- 5.4 旋涡混合器：3 000 r/min。
- 5.5 超声波萃取仪。
- 5.6 移液枪：200 μ L，1 mL，5 mL。
- 5.7 离心机：10000 r/min。
- 5.8 梨形瓶：100 mL。
- 5.9 旋转蒸发器。
- 5.10 固相萃取装置。

6 试料的制备与保存

6.1 试料的制备

取适量新鲜或解冻的空白或供试组织，绞碎，并使均质。脂肪组织于60℃水浴中融化。

——取均质后的供试样品，作为供试试料。

——取均质后的空白样品，作为空白试料。

——取均质后的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

6.2 试料的保存

-18℃以下保存，3个月内进行分析检测。

7 测定步骤

7.1 酶解

取试样2g（准确到 ± 20 mg），于50 mL离心管中，加内标工作液40 μ L，加0.2mol/L乙酸铵缓冲液4 mL，涡旋混匀后加入 β -盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶40 μ L，于37℃下避光水浴低速振荡，酶解12h。

7.2 提取

7.2.1 肌肉、肝脏、肾脏组织

试样经酶解后，加乙酸乙酯10 mL，于旋涡振荡器上剧烈振荡10 min，4000 r/min离心5 min，取上清液至梨形瓶中。残渣加乙酸乙酯10 mL重复提取1次，合并上清液，50℃旋转蒸发至干。加乙腈10 mL、正己烷5ml使溶解，转至50ml离心管中，低速涡旋10s，3000 r/min

离心2 min, 弃正己烷层, 下层液于50℃旋转蒸发至干, 加30%甲醇水溶液3 mL, 溶解, 备用。

7.2.2 脂肪组织

试样经酶解后, 加乙腈10 mL, 于旋涡振荡器上剧烈振荡0.5 min, 50℃超声提取10 min, 4000 r/min离心5 min, 取上清液移至另一50mL离心管中。残渣加乙腈10 mL重复提取1次。合并上清液, 加正己烷4 mL, 低速涡旋10 s, 3000 r/min离心2 min, 弃正己烷层。加正己烷4 mL, 再次除脂。下层50℃旋转蒸发至干, 加入30%甲醇水溶液3 mL溶解, 备用。

7.3 净化

混合阳离子固相萃取柱用甲醇、水各3 mL活化, 取备用液过柱, 依次用水、50%甲醇溶液各3 mL淋洗, 抽干。用甲醇5 mL洗脱, 洗脱液于50℃下氮气吹干。用0.2 mL乙腈(80%)-0.1%甲酸溶液溶解残余物, 涡旋混匀, 过0.22 μm滤膜或15000rpm高速离心10min, 取上清液, 供高效液相色谱-串联质谱仪测定。

7.4 测定

7.4.1 液相色谱参考条件

- a) 色谱柱: C₁₈色谱柱 (50 mm×2.1 mm, 1.7 μm), 或相当者;
- b) 流动相: A: 0.1%甲酸乙腈, B: 0.1%甲酸溶液, 梯度洗脱, 见表1;
- c) 流速: 0.2 mL/min;
- d) 柱温: 30 ℃;
- e) 进样量: 10 μL。

表1 液相色谱梯度洗脱条件

时间, min	流速, mL/min	A, %	B, %
0.0	0.2	20	80
0.5	0.2	20	80
1.5	0.2	90	10
2.5	0.2	50	50
3	0.2	20	80
4	0.2	20	80

7.4.2 质谱参考条件

- a) 离子源: 电喷雾 (ESI) 离子源;
- b) 扫描方式: 正离子扫描;
- c) 检测方式: 多反应监测;
- d) 电离电压: 3000 V;

- e) 源温: 100 °C;
 f) 雾化温度: 350 °C;
 g) 锥孔气流速: 25 L/h;
 h) 雾化气流速: 450 L/h;
 i) 定性离子对、定量离子对和碰撞能量见表2。

表2 定性离子对、定量离子对、锥孔电压和碰撞能量

化合物名称	定性离子对及碰撞能量, eV	定量离子对及碰撞能量, eV	锥孔电压, V
醋酸甲地孕酮	385/267 (20) 385/325 (18)	385/267 (20)	45
醋酸甲羟孕酮	387/285 (28) 387/327 (18)	387/327 (18)	45
氘代醋酸甲地孕酮	388/270 (18)	388/270 (18)	45

7.4.3 测定法

取试样溶液和标准溶液, 作单点或多点校准, 按内标法以峰面积比计算。试样溶液及标准溶液中醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮与氘代醋酸甲地孕酮的峰面积比应在仪器检测的线性范围之内。试样溶液的离子相对丰度与标准溶液的离子相对丰度相比, 符合表3的要求。醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮和氘代醋酸甲地孕酮多反应监测特征离子质量色谱图见附录A。

表3 定性确证时相对离子丰度的允许偏差

相对离子丰度, %	允许偏差, %
>50	±20
20~50	±25
10~20	±30
≤10	±50

7.5 空白试验

除不加试料外, 均按上述测定步骤进行。

8 结果计算和表述

试样中待测药物的残留量按式(1)计算:

$$X = \frac{A \times A'_{is} \times C_s \times C_{is} \times V}{A_{is} \times A_s \times C'_{is} \times m} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

X —试样中被测物质的残留量，单位为微克每千克 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)；

C_s —标准工作溶液中被测物质的浓度，单位为纳克每毫升 (ng/mL)；

C_{is} —试样溶液中内标的浓度，单位为纳克每毫升 (ng/mL)；

C_{is}' —标准工作溶液中内标的浓度，单位为纳克每毫升 (ng/mL)；

A —试样溶液中被测物质的峰面积；

A_{is}' —标准工作溶液中内标的峰面积；

A_{is} —试样溶液中内标的峰面积；

A_s —标准工作溶液中被测物质的峰面积；

V —试样溶液定容体积，单位为毫升 (mL)；

m —试料质量，单位为克 (g)。

计算结果需扣除空白值。测定结果用两次平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

9 检测方法的灵敏度、准确度和精密度

9.1 灵敏度

本方法的检测限为 $0.5 \mu\text{g}/\text{kg}$ ，定量限为 $1 \mu\text{g}/\text{kg}$ 。

9.2 准确度

本方法在 $1 \mu\text{g}/\text{kg} \sim 5 \mu\text{g}/\text{kg}$ 添加浓度水平上的回收率为70%~120%。

9.3 精密度

本方法的批内相对标准偏差 $\leq 20\%$ ，批间相对标准偏差 $\leq 20\%$ 。

附录A
(资料性附录)
特征离子质量色谱图




图 A. 1ng/mL 混合标准溶液特征离子质量色谱图